

Коагулятор Soring MBC 200

ФСР 2012/13116

электрохирургический, режимы коагуляция /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.37 МГц

Soring GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.37 МГц
Выходная мощность	- мощность разреза - 200 Вт
Размеры	430×150×430 мм
Масса	17 кг