

Коагулятор Startech СТАРТЭК

ФСР 2008/03614

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 300 В, частота излучения 0.35 МГц, пинцет, набор электродов, нейтральный электрод

Стартэк ООО, Россия



Характеристики

Область применения	лапароскопия / общая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	300 В
Частота излучения	0.35 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	410×165×380 мм
Масса	8.8 кг

Дополнительные характеристики

Электрохирургический аппарат СТАРТЕК - используется как в открытой хирургии, так и при лапароскопии и эндоскопических вмешательствах. В аппарате установлена программа оптимизации коагуляции, которая уменьшает толщину зоны некроза до 300 мкм.