

Коагулятор WEM SS-501SX

РЗН 2019/8752

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 1.5 МГц, набор электродов

WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda., Бразилия



Характеристики

Область применения	гастроэнтерология / гинекология / кардиохирургия / общая хирургия / онкология / пластическая хирургия / торакальная хирургия / урология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	1.5 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Размеры	155×305×385 мм
Масса	5.25 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокой мощности SS-501SX имеет уникальную функцию Ecut, обеспечивающую пульсирующий разрез, который был специально разработан для эндоскопических операций, таких как полипэктомия, эндоскопическая подслизистая диссекция и мукозэктомия.

Главные характеристики:

- полностью микропроцессорный блок;
- 12 режимов реза: разрез (обычный и HIGH cut) - чистый, смесь 1, 2, 3; Ecut 1, 2, 3, 4;
- 2 режима монополярной коагуляции – контактная (contact desiccate), спрей (fulgurate spray);
- 2 режима биполярной коагуляции - с регулировкой 1 Вт и с регулировкой 0,5 Вт (микробиполярный режим);
- 3 отдельных цифровых дисплея контролирующих процессы: разрезания, коагуляции и биполярный режим;

- независимые ножные переключатели для монополярного 1, монополярного 2 и биполярного выходов;
- возможность управления вручную (с помощью держателя электродов) и ножной педалью;
- позволяет одновременно использовать 2 монополярных инструмента;
- система постоянного мониторинга контакта пациента и пластины, учитывает тип кожи пациента;
- специальный дисплей указывает уровень контакта с пластиной пациента;
- функция энергонезависимой памяти для уровней мощности во всех режимах;
- функция удаленного ручного контроля уровней мощности с помощью держателя электродов;
- совместимость с аргоноплазменным коагулятором (Argon 2 / Argon 4).