

Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А-«Медпром»

ФСР 2009/06039

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная, пневматический привод

Медпром ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	200-1200 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	210×125×145 мм
Вес	3 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А-«Медпром» - портативный аппарат для проведения искусственной вентиляции легких, ингаляции и сердечно-легочной реанимации для нужд службы медицины катастроф, медицинской службы вооруженных сил, службы скорой медицинской помощи.

Особенности Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А-«Медпром»:

- режимы вентиляции: VC-CMV, VC-IMV, PC-IMV(IPPV), VC-A/C, СЛР, оксигенотерапия;
- автоматическая адаптация параметров вентиляции, регулируемая по приблизительному весу пострадавшего;
- эргономичная сумка-платформа с креплением к носилкам, ручкой и ремнем для переноски, пристенным креплением;
- встроенная система голосовой помощи и тревог, любое действие сопровождается голосовыми подсказками.