

Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-В-«Медпром»

ФСР 2009/06039

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная, турбинный привод

Медпром ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	турбинный
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	400×230×200 мм
Вес	3 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-В-«Медпром» - транспортный вентилятор нового поколения со встроенным компрессором и возможностью работы от кислородного концентратора низкого давления. Аппарат имеет возможность проводить респираторную поддержку с концентрацией кислорода 40% без использования баллонов.

Особенности аппарата А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-В:

- встроенный компрессор позволяет проводить искусственную вентиляцию легких без баллона;
- встроенная система голосовых подсказок и предупреждений, система звуковых и визуальных тревог;
- автоматическая адаптация параметров вентиляции, регулируемая по приблизительному весу пострадавшего;
- применяется при оснащении автомобилей скорой помощи класса В и С по приказу АСМП 388н;
- доля кислорода в смеси 21 %, 40 %, 60 %, 100 %;
- за счет компрессора обеспечивается 40-50 % кислорода в смеси;
- можно использовать баллоны 0.2 - 0.6 МПа, концентратор низкого давления;
- вентиляция от 0.7 до 15 л/мин; ингаляция от 1 до 40 л/мин;
- I:E на уровне 1 к 2;
- голосовые подсказки;
- технические тревоги (разрядка, повреждение шланга, пустой баллон);
- режим опытного пользователя;
- питание от 220 В, бортовой сети, аккумулятора;
- автонастройка по весу пациента.