

Аппарат ИВЛ ТМТ А-ИВЛ/ВВЛ-ТМТ

ФСР 2011/12728

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная, пневматический привод

ТМТ ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / самостоятельное дыхание
Размер	233×100×248 мм
Вес	2.6 кг

Описание

Аппарат ИВЛ ТМТ А-ИВЛ/ВВЛ-ТМТ - аппарат для управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью в условиях выездной службы интенсивной терапии и реанимации, на дому, в медицинском транспорте при спасательных мероприятиях, а также в палатах интенсивной терапии в медицинских лечебных учреждениях. Аппарат предназначен для оказания помощи взрослым и детям возрастов более 1 года (выбор разных режимов).

Особенности аппарата ИВЛ ТМТ А-ИВЛ/ВВЛ-ТМТ:

- режим ИВЛ взрослые/дети;
- отношение продолжительностей вдоха и выдоха $1:2 \pm 0.5$;
- концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси от $50 \pm 5\%$;
- максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном 5.0 ± 0.5 кПа;
- минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью (допускаемые отклонения от установленных значений ± 15) от 3 до 20 л/мин., от 0.7 до 6.0 л/мин.;
- частота вентиляции (с допускаемыми отклонениями от установленных значений $\pm 3\%$) от 10 до 60 1/мин., от 20 до 80 1/мин.;
- светодиодная индикация;
- полная комплектация для оказания скорой помощи в любых сложных условиях и ситуациях;

- высокое качество сборки, материалов.