

Аппарат фототерапии ВТ-400

ФСЗ 2010/06690

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
количество источников излучения 8, 450 - 475 нм

Bistos Co., Южная Корея



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	8
Таймер	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Рабочая частота	60 Гц
Длина волн	450 - 475 нм
Интенсивность излучения	0.02 - 0.1 Вт
Расстояние	200 мм
Средний срок службы ламп	20000 ч
Вес	3.6 кг
Размер	340×210×75 мм