

Аппарат фототерапии для лечения новорожденных АФТ-СВЕТОНЯНЯ

ФСР 2010/07820

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды, количество источников излучения 1, 470±5% нм

Трима ООО, Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	1
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Наличие автоматического отключения	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Длина волн	470±5% нм
Расстояние	900 мм
Вес	15 кг
Размер	1552×580 мм
Комплектация	- аппарат фототерапии для лечения новорожденных АФТ-СВЕТОНЯНЯ - 1 шт. - фланелевый конверт - 3 шт.□ - защитные наглазники - 5 шт.□ - датчик качественного контроля мощности излучателей в облучателе - 1 шт.