

Аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01

ФСР 2009/05157

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
количество источников излучения 1, 420-470 нм

НПК КУРС ООО, Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	металл / пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	1
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Наличие автоматического отключения	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Рабочая частота	50 Гц
Время непрерывной работы	40 ч
Длина волн	420-470 нм
Интенсивность излучения	0.5-1.5 Вт
Расстояние	400 мм
Вес	12 кг
Размер	1290-1690 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01 производится по ТУ 9444-001-60700287-2009.