

Аппарат фототерапии Phototherapy 4000

ФСЗ 2010/08623

фототерапия, напольный, излучатель люминисцентная
лампа, количество источников излучения 6, 460 нм

Dragerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	металл / пластмасса
Вид излучателя	люминисцентная лампа
Количество источников излучения	6
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Рабочая частота	50 Гц
Длина волн	460 нм
Интенсивность излучения	0.043 Вт
Расстояние	300 мм
Размер	540×255×130 мм