

Аппарат гинекологический терапевтический для ирригации и аспирации APRO - 110

ФСЗ 2012/11718

одинарный базовый модуль, с отсасывающим устройством

APRO KOREA Inc., Южная Корея



Характеристики

Базовый модуль	одинарный
Отсасывающее устройство	Да
Емкости отсоса	2500 мл
Подогрев инструментов	Да

Дополнительные характеристики

Гинекологический комбайн APRO-110 предназначен для выполнения ирригационных процедур и аспирации в акушерстве и гинекологии. Компактный и мобильный, обеспечивает оптимальные условия для работы врачу и максимальный комфорт пациенту.

Для работы требуется использование гинекологических зеркал. Их можно нагревать с помощью интегрированного в комбайн нагревателя мощностью 100 Вт. Рукоятки для ирригации также разогреваются. Рукояток две, нагреваются они по одной. Крепление для нагрева рукоятки размещается непосредственно на крышке емкости с дистиллированной водой, которая подогревается нагревателем мощностью 200 Вт. Наконечник в процессе оказывает погруженным.

Аспирация проводится с помощью насоса. Для этого процесса к металлической рукоятке крепится силиконовый наконечник. Можно одновременно орошать зону водой и отсасывать, так как система двухканальная. Жидкие отходы собираются в стеклянную банку, скрытую за распашной дверцей.

Управлять работой комбайна можно как с верхней панели, так и с помощью ножных педалей. Их две: первая включает и выключает систему отсоса, а вторая — ирригацию.

Особенности:

- силиконовые насадки;
- емкость для сбора жидкостей 2.5 л;
- 2 распылителя;
- насос поршневой 2 кгс/см², мощность отсасывателя 2.7 бар;
- сбоку на корпусе металлические емкости для ваты;

- потребление 650 ВА;
- совместим с любыми гинекологическими креслами и операционными столами.