

Коагулятор ERBE VIO 100 C

ФСЗ 2010/06820

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.50 МГц

ERBE Elektromedizin GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / ЛОР / пластическая хирургия / травматология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.50 МГц
Выходная мощность	режим резания 100 Вт
Память выбранных режимов	Да
Размеры	280×135×300 мм
Масса	4 кг