

Коагулятор ERBE VIO 50 C

ФСЗ 2010/06820

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,  
коагуляция биполярная / монополярная, частота  
излучения 0.50 МГц

ERBE Elektromedizin GmbH, Германия



Характеристики

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения       | гинекология / дерматология / ЛОР / офтальмология /<br>пластическая хирургия / травматология |
| Тип                      | электрохирургический                                                                        |
| Режим работы             | коагуляция / резание                                                                        |
| Коагуляция               | биполярная / монополярная                                                                   |
| Частота излучения        | 0.50 МГц                                                                                    |
| Выходная мощность        | режим резания 50 Вт                                                                         |
| Память выбранных режимов | Да                                                                                          |
| Размеры                  | 280×135×300 мм                                                                              |
| Масса                    | 4 кг                                                                                        |