

Аппарат INDIBA HairWave для восстановления волос

воздействие радиочастотное, частота 448 кГц

INDIBA S.A., Испания



Характеристики

Воздействие	радиочастотное
Частота	448 кГц
Применение	восстановление волос
Размер	407×414×165 мм

Описание

INDIBA HairWave – устройство для восстановления и поддержки здоровья волос. Разработано специально для врачей, специализирующихся на лечении и методах ухода за волосами. С помощью нового программного обеспечения и новых протоколов лечения HairWave помогает восстановить здоровье волос и дополнить другие методики лечения волосяного покрова.

Когда использовать:

- при выпадении волос;
- для укрепления и уплотнения волос;
- для подготовки волосяной части головы перед проведением пересадки волос и графтов;
- для поддержания необходимого состояния участков с пересаженными волосами.



Как это работает

Благодаря запатентованной системе Proionic® с помощью специальной **радиочастоты 448 кГц** технология INDIBA® повышает температуру тканей и активность клеток, стимулируя и насыщая ткани кислородом изнутри, тем самым способствуя кровотоку. Улучшение кровотока способствует поступлению необходимых питательных веществ, так что клетки в основании волосяного фолликула множатся (митотическая активность) и реплицируются (регенеративная активность), образуя таким образом волосы.

Увеличение и улучшение кровотока в результате применения INDIBA® также стимулирует поступление аминокислот (основных компонентов белков) в волосяной фолликул, который затем включается в структуру кератина (основного белка в структуре волокна волос), укрепляя и повышая его качество.

Технические характеристики

Выходная частота	448 кГц
Дисплей	ЖК 7", 800×480 пикселей с сенсорной панелью
Размеры	407×414×165 мм (с дисплеем)
Вес	6.1 кг

Аксессуары

	Электроды для волос
	Держатель рукоятки
	Лосьон для волос Для улучшения качества и результатов лечения волос
	Лосьон «Комплекс для волос» Продлевает и усиливает эффективность лечения