

Аппарат ингаляционного наркоза Медпром АИНпСП-01/15-«Медпром»

ФСР 2009/06240

портативный, для взрослых, тип вентиляции
вспомогательная, пневматический привод

Медпром ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Размер	180×320×90 мм
Вес	3 кг

Описание

Аппарат ингаляционного наркоза Медпром АИНпСП-01/15-«Медпром» используется для проведения ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота в медицинском транспорте, на дому, в полевых условиях при спасательных мероприятиях и предназначен для взрослых и детей от 6 лет и старше.

Особенности аппарата ингаляционного наркоза Медпром АИНпСП-01/15-«Медпром»

- для взрослых и детей старше 6 лет;
- с кислородным баллоном и редуктором;
- работа в режиме ингаляционного наркоза;
- давление подаваемого газа: 0.3-0.5 МПа - от внешней сети газов, 15/5 МПа - от собственного источника газов;
- автоматическое поддержание заданного состава и количества смеси кислорода и закиси азота при проведении ингаляционного наркоза, а также автоматическое отключение закиси азота при отсутствии подачи кислорода;
- возможность подачи вместо чистого кислорода кислородно-воздушной смеси с концентрацией кислорода 60%;
- обеспечивает автоматическое отключение азота при отсутствии подачи кислорода;
- возможность настенного крепления.

Управляемые параметры:

- объем и соотношение газов в смеси, экстренная подача O₂, общий поток газов, отключение подачи газа;

- максимальный дозируемый расход O₂: 15 ± 0.4 л/мин;
- максимальный дозируемый расход N₂O: 12 ± 0.4 л/мин;
- экстренная подача O₂ в обход смесителя газов: 45 - 75 л/мин;
- концентрация O₂: 100%, 60%.