

Аппарат IPL TOPLASER E-Light EL-800

ФСЗ 2009/04976

фотосистема, длина волны 530 - 1200 / 560 - 1200 / 585 - 1200 / 640 - 1200 нм, E-Light , мощность лазера 30 Вт

Beijing Toplaser Technology Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	фотосистема
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	530 - 1200 / 560 - 1200 / 585 - 1200 / 640 - 1200 нм
Технология воздействия	E-Light
Мощность лазера	30 Вт
Размеры пятен	8×40 мм
Дисплей	10.4" цветной сенсорный
Размер	500×450×1050 мм
Вес	75 кг

Описание

Аппарат для ЭЛОС эпиляции и фотоомоложения Toplaser E-Light EL-800.

Технология ЭЛОС - это современная омолаживающая косметологическая методика, которая позволяет, не прибегая к операционному вмешательству, выполнить подтяжку кожи наиболее чувствительных участков: лица, шеи и груди. Кроме того, с помощью данной процедуры можно подкорректировать форму овала лица, подтянуть веки и кожу лба - здесь наиболее заметны возрастные изменения.

Режим Sub-Pulse - технология Оптимального Импульса обеспечивает правильное воздействие на кожу пациента, которое эффективно, безопасно и дает гарантированные результаты.

Преимущества аппарата TOPLASER EL800:

- сочетание биполярный радио лифтинг (RF) + импульсы высокоинтенсивного света (IPL);
- плотность энергии IPL от 30J / см² до 50J / см²;
- имеет три режима Sub-Pulse: 1P, 2P, 3P;
- система охлаждения кристалла TOPLASER EL800 имеет 4 уровня;
- температура охлаждения кристалла может быть скорректирована от -5 до 4°;

- 4 сменных фильтра в комплекте:
 - 530 нм - удаление веснушек и фотоповреждений кожи,
 - 560 нм - омоложение кожи,
 - 585 нм - сосудистая терапия,
 - 640 нм - эпиляция;
- манипула ЭЛОС с четырьмя сменными фильтрами;
- колеса для удобного перемещения.