

Аппарат искусственного кровообращения Sorin C5

ФСЗ 2012/12003

датчик гематокрита / давления / потока/пузырьков,
работа от батареи 130 мин, сигнал тревоги

LivaNova Deutschland GmbH, Германия



Характеристики

Датчики	гематокрита / давления / потока/пузырьков
Время работы от батареи	130 мин
Сигнал тревоги	Да

Дополнительные характеристики

Sorin C5 - аппарат искусственного кровообращения, который используется в кардиохирургии во время открытых операций на сердце и сосудах или для регионарной перфузии. Является модификацией системы S5 в новой эргономичной конструкции 6го поколения. 4 роликовых насоса находятся в единой консоли. Боковое крепление стоек полностью устраняет риски попадания жидкостей внутрь консоли. Корпус аппарата сделан из нержавеющей стали, которая значительно повышает механическую устойчивость и продлевает срок его службы.

Особенности:

- жидкокристаллический монитор;
- механический или электрический дистанционный венозный зажим на выбор;
- возможность дистанционно управлять гипотермом;
- автоматический расчет рекомендованного кровотока;
- функция контроля скорости аортального насоса в % от расчетной;
- встроенный монитор контроля до 2-х каналов давления;
- относительно небольшие размеры, позволяющие компактно разместить аппарат в помещении с любой площадью.