

Аппарат искусственного кровообращения Stockert S5

РЗН 2016/4845

датчик давления / потока/пузырьков, работа от батареи 130 мин, сигнал тревоги

LivaNova Deutschland GmbH, Германия



Характеристики

Датчики	давления / потока/пузырьков
Время работы от батареи	130 мин
Сигнал тревоги	Да

Дополнительные характеристики

Stockert S5 - аппарат искусственного кровообращения, который используется во время реанимационных мероприятий, хирургических вмешательствах на сердце или других органах кровообращения.

Особенности:

- жидкокристаллический монитор, на который выводятся данные о состоянии самого аппарата (заряд аккумулятора, пульсирующий поток каждого насоса), текущее время, кардиоплегия, соотношение газов крови и тд.;
- наклонные дисплеи насосов, гибкая система мачт;
- отображение в хронологическом порядке всех тревог на системном дисплее;
- встроенные аккумулятор, который обеспечивает непрерывную работу аппарата в течении 130 мин;
- 4 колесика, которые позволяют без особых усилий транспортировать аппарат;
- роликовые и центрифужные насосы, которые создают пульсирующий кровоток;
- головка роликового насоса может легко вращаться на 180 градусов и автоматически фиксироваться в оптимальном положении;
- небольшие размеры, позволяющие компактно размещать аппарат в помещении с любой площадью;
- система DMS автоматически записывает все параметры перфузии и события, происходящие с аппаратом искусственного кровообращения, а также показатели внешних устройств.