

Аппарат ИВЛ Dixon Аэрос 4500

ФСР 2011/10715

стационарный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции принудительная / принудительно-
вспомогательная, пневматический привод

DIXION, Россия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	50-1500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / инвазивный
Размер	400×350×300 мм
Вес	15 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Dixon Аэрос 4500 - стационарный пневматический аппарат для проведения искусственной вентиляции легких как детей, так и взрослых.

Особенности аппарата ИВЛ Dixon Аэрос 4500:

- инвазивный тип вентиляции;
- сигнал тревоги при неполадках в системе или нарушении жизненных показателей пациента;
- монитор: жидкокристаллический с высоким разрешением;
- на дисплей выводятся основные параметры: минутный объем, дыхательный объем, частота дыхания, давление в дыхательных путях, уровень РЕЕР, концентрация кислорода, сопротивляемость / комплаинс легких;
- моментальное построение кривых и вывод на экран показателей состояния больного;
- высокочастотная вентиляция с помощью поворотного регулятора с функцией нажатия;
- включает увлажнитель подаваемого воздуха;
- аппарат функционирует от электросети или аккумулятора;
- на основании имеются 4 колеса, 2 из которых с тормозом;
- комплектуется небулайзером для ингаляций лекарственными веществами при подаче кислорода;
- ~~уровень шума: менее 50 Дб.~~