

Аппарат ИВЛ Drägerwerk Babylog 8000 plus

ФСЗ 2010/08625

стационарный, для новорожденных / для детей, тип
вентиляции принудительная, пневматический привод

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / адаптивный / высокочастотный / неинвазивный

Описание

Аппарат ИВЛ Dräger Babylog 8000 plus - передовая неонатальная искусственная вентиляция легких при помощи всемирно признанного вентилятора, разработанного специально для самых маленьких пациентов.

Особенности аппарата ИВЛ Dräger Babylog 8000 plus:

- газоснабжение: подача воздуха и O₂ под давлением от 2.8 атм;
- режимы вентиляции: IMV/IPPV, SIMV, SIPPV, CPAP, опционально высокочастотный режим 5-20 Гц (CPAP+HFV, IMV+HFV), опционально вентиляция с гарантированным объемом (SIMV+VG, SIPPV+VG, PSV+VG), опционально PSV (режим поддержки спонтанного дыхания);
- инспираторное давление: 10-80 мбар;
- инспираторный поток: 1-30 л/мин;
- уровень PEEP/CPAP: 0-25 мбар;
- время вдоха: 0.1-2 сек;
- время выдоха: 0.2-30 сек;
- концентрация O₂: 21-100%;
- максимальная частота дыхания: 200 вдохов/мин;
- триггер по потоку и по объему;
- компенсация утечек до 25% от минутного объема.