

Аппарат ИВЛ Drägerwerk Babylog VN500

ФСЗ 2010/07803

стационарный, для новорожденных / для детей, тип
вентиляции принудительная, турбинный привод

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	2-300 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / адаптивный / высокочастотный / неинвазивный
Размер	360×347×424 мм
Вес	16 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Dräger Babylog VN500 предназначен прежде всего для новорожденных, в том числе для недоношенных детей с массой тела от 500 г, находящихся в критических состояниях.

Особенности аппарата ИВЛ Dräger Babylog VN500:

- традиционная неонатальная ИВЛ экспертного уровня, с учетом специальных требований к детской вентиляции и физиологии дыхания новорожденных, а также анатомических особенностей новорожденных;
- новые режимы вентиляции, в том числе PC-MMV и SPNPPS;
- мощный высокочастотный осциллятор для детей с весом до 8 кг;
- функции неинвазивной ИВЛ (nasal CPAP) и кислородной терапии;
- режим Smart Pulmonary View, демонстрирующий клиническую информацию в виде графических образов;
- цветной сенсорный дисплей диагональю 17 дюймов, интуитивный интерфейс, видимая со всех сторон встроенная система предупреждения о тревогах;
- функция контекстных подсказок и встроенное иллюстрированное руководство пользователя;
- автономность транспортировки с компактными аккумулятором и компрессором, оснащенным турбиной;
- различные варианты расположения аппарата на потолочных и настенных консолях;
- широкие возможности мониторинга, включая капнографию;
- возможность индивидуальной конфигурации аппарата под каждого пользователя.