

Аппарат ИВЛ БРМ Bellavista 950

РЗН 2014/1931

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, турбинный привод

БРМ ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	10-2500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	405×220×330 мм
Вес	11 кг

Описание

Аппарат ИВЛ БРМ Bellavista 950 - универсальный аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса. Подходит для вентиляции новорожденных (в т. ч. недоношенных от 300г), детей и взрослых пациентов (до 250 кг). Предназначен для проведения вентиляции легких с расширенными возможностями и режимами (включая эксклюзивные).

Особенности аппарата ИВЛ БРМ Bellavista 950:

- подходит для всех категорий пациентов, включая недоношенных новорожденных;
- турбинный привод с высокоточным пропорциональным клапаном;
- полный спектр современных режимов вентиляции, включая эксклюзивные;
- встроенный мониторинг по всем параметрам: давление, объем, парциальное давление кислорода FiO₂, содержание углекислого газа (CO₂) на вдохе и выдохе, пульсоксиметрия SpO₂, плетизмограмма, отображение механических свойств легких;
- автоматический выбор настроек режимов вентиляции при внесении данных пациента;
- уникальная функция Chameleon для изменения интерфейса на привычный пользователю;
- цветной touch-screen дисплей диагональю 13.3";
- соединение с ПК через USB-порт или Flash-накопитель;

- постоянное обновление ПО;
- видео и электронная версия инструкции по эксплуатации.

Режимы вентиляции:

- с контролем по давлению: CPAP, PCV, P-A/C, PC-SIMV, PSV;
- с контролем объема VCV, V-A/C, VC-SIMV, APV;
- неинвазивная ИВЛ (Belevel, APRV);
- вентиляция новорожденным (неонатальная опция);
- эксклюзивные режимы: DualVent, Day/Night, MaskFit, WeanVent, TargetVent.