

Аппарат ИВЛ УПЗ «БИР КАБ 750»

ФСР 2009/05808

стационарный, для новорожденных / для детей, тип
вентиляции вспомогательная / принудительно-
вспомогательная, пневматический привод

Уральский приборостроительный завод АО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	5-3000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / вентиляция апноэ

Описание

Аппарат ИВЛ УПЗ «БИР КАБ 750» предназначен для педиатрии и неонатологии. В конструкцию интегрирован воздушно-кислородный смеситель. Для увлажнения газовой смеси требуется отдельный прибор, компрессор также не входит в конструкцию.

Особенности аппарата ИВЛ УПЗ «БИР КАБ 750»:

- для детей и новорожденных, в том числе недоношенных;
- поддерживается 10 режимов вентилирования;
- доступна регулировка ИВЛ по потоку;
- возможность настроить потоковые триггеры для срабатывания в диапазоне от 0.2 до 5 литров в минуту;
- величина избыточного давления регулируется;
- в целях безопасности защита от возможной баротравмы продублирована;
- технология FLOW Cycled позволяет максимально перевести респираторную нагрузку на аппарат и уменьшить участие организма ребенка в процессе дыхания, снизив, таким образом, нагрузку для него;
- возможна установка прибора на стойку-тележку и автономная работа в течение полчаса;
- кислород от 21 процента;
- сигналы тревоги;
- 1-150 циклов в минуту;
- PEEP от 0 до 30 см H₂O;
- триггер по потоку от 0.2 до 5 литров в минуту;
- технология FLOW Cycled.