

Аппарат ИВЛ Datex-Ohmeda CARESCAPE R860

РЗН 2016/4722

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Datex-Ohmeda Inc., США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический

Описание

Аппарат ИВЛ Datex-Ohmeda CARESCAPE R860 является многофункциональным прибором для респираторной поддержки пациентов. Аппарат можно использовать в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Особенности аппарата ИВЛ Datex-Ohmeda CARESCAPE R860:

- простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, свободное переключение между рабочими областями, с выбором нужных данных и параметров, относящихся к прошлому (тренды), настоящему (состояние пациента) и будущему (элементы управления);
- измерение газообмена;
- метаболизм: расход энергии, значение RQ;
- продолжительный анализ трендов до 336 часов или 14 дней;
- парамагнитный датчик O₂ не требует технического обслуживания или замены;
- экспираторный клапан и датчик потока легко заменяются, и их можно автоклавируют при температуре до 134°C;
- три различных уровня калибровки, два из которых проходят автоматически;
- необходим только один профилактический осмотр в год, который не предполагает замены запчастей и не требует применения набора специальных инструментов;
- подвижный 15-дюймовый сенсорный дисплей.