

Аппарат ИВЛ Chirana Chirolog SV Aura Profi

ФСЗ 2012/12397

стационарный, тип вентиляции вспомогательная /
принудительная, пневматический привод

Chirana a.s., Словакия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по объему
Размер	1350×450×400 мм
Вес	21 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Chirana Chirolog SV Aura Profi - аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса.

Особенности аппарат ИВЛ Chirolog SV Aura Profi:

- для всех возрастов, включая недоношенных новорожденных весом от 500 г;
- УЗ- или пневматический небулайзер;
- парамагнитный датчик кислорода опционально;
- метаболический мониторинг;
- дополнительный модуль Profi Lungs;
- тапскрин;
- три графика и две петли на выбор на экране одновременно;
- сеть от 2,5 до 6 атмосфер;
- питание 220 В или аккумулятор;
- 24 часа трендов.