

Аппарат ИВЛ Chirana Chirolog SV Aura

ФСЗ 2012/12397

стационарный / портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, электрический привод

Chirana a.s., Словакия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	электрический
Дыхательный объем	20-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	1350×450×400 мм
Вес	21 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Chirana Chirolog SV Aura - аппарат ИВЛ, предназначенный для проведения продленной искусственной вентиляции легких у взрослых, детей и новорожденных, не требует источника сжатого воздуха и бесшумен в работе. Помимо классических режимов ИВЛ, в аппарате реализованы современные интеллектуальные режимы вентиляции: многоуровневая вентиляция MLV, автоадаптивная система APMV, вентиляция непрерывным потоком CFS.

Особенности аппарата ИВЛ Chirana Chirolog SV Aura:

- вентилятор: электроприводной, не требует источника сжатого воздуха;
- дыхательный объем: в режиме CMV от 4 мл до 2000 мл, в режиме PCV от 2 мл до 2000 мл;
- дисплей: тип экрана 12.1" TFT - LED;
- частота дыхания: 4 - 60 в минуту;
- минутная вентиляция: 0.5 - 25 л/мин;
- соотношение Ti:Te, %: 20-80% (от 1:4 до 4:1);
- инспираторная пауза: от 0 до 50%;
- концентрация O2: от 21 до 100%;
- PEEP: от 0 до 25 Па x 100;

- глубокий вдох (Sigh): откл., каждый 10 - 100;
- инспираторный поток: 120 л/мин;
- чувствительность триггера: от 1 до 10 л/мин.

Режимы вентиляции:

- CMV, PCV, PS, SIMV-v, SIMV-p, 2-Level, 2-Level + PS, 2-Level SIMV, APRV, APMV, CPAP- nCPAP, CPAP, NIV;
- MLV (3LV ручное управление);
- CFS;
- автостарт в режиме CMV;
- автоматическая регулировка потока (a-flow) APMV/MVs.