

Аппарат ИВЛ Chirana Chirolog SV Basic

ФСЗ 2012/12397

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический / турбинный привод

Chirana a.s., Словакия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический / турбинный
Дыхательный объем	10-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	1350×440×390 мм
Вес	35 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Chirana Chirolog SV Basic - современная технология для искусственной вентиляции легких взрослых пациентов, детей, новорожденных и недоношенных пациентов. Аппарат был сконструирован на основе требований и знаний эрудированных европейских врачей, специалистов в области искусственной вентиляции легких и интенсивной медицины.

Особенности аппарат ИВЛ Chirolog SV Basic:

- для всех возрастов;
- два варианта: с пневматическим и турбинным приводом;
- есть сборка с капнометрией основного потока;
- бесшумный;
- мониторинг частоты вдохов, дыхательных объемов, давлений включая пиковое альвеолярное, податливости, сопротивления и прочих респираторных параметров;
- расчет механики легких;
- три графика и две петли на экране;
- сеть от 2.5 до 6 атмосфер;
- питание 220 В или аккумулятор;

- 24 часа трендов.