

Аппарат ИВЛ Fritz Stephan Sophie

ФСЗ 2012/11507

стационарный, для новорожденных, тип вентиляции
вспомогательная / принудительная / принудительно-
вспомогательная, пневматический привод

Fritz Stephan GmbH, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	2-1500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	350×395×330 мм
Вес	23 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Fritz Stephan Sophie способен на все, что важно для вентиляции NIV недоношенных младенцев и постоянно адаптирует вентиляцию и насыщение кислородом в соответствии с текущей ситуацией пациента.

Основные характеристики аппарата ИВЛ Fritz Stephan Sophie:

- цветной ЖК дисплей 10.4 дюйма;
- наличие всех режимов инвазивной и неинвазивной ИВЛ новорожденных, включая высокочастотную осцилляторную вентиляцию;
- встроенная Li-Ion аккумуляторная батарея на 60 минут автономной работы;
- два сенсора потока: неонатальный и педиатрический;
- русифицированное меню;
- система компенсации утечек;
- встроенный увлажнитель дыхательной смеси, работающий под управлением аппарата;
- опционально оснащен абдоминальным датчиком для проведения синхронизированной неинвазивной вентиляции в режиме CPAP.

Режимы работы:

- управляемый: по давлению линейная, синусоидная, прямоугольная волна;
- переключаемый: с ограничением по объему.

Режимы вентиляции:

- CPAP с/без резерва;
- ВЧО (опция);
- SIMV PSV;
- вспомогательно-принудительная PSV;
- IMV ВЧО (опция).