

Аппарат ИВЛ Drägerwerk Oxylog 1000

ФСЗ 2010/07183

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная,
пневматический привод

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	215×90×215 мм

Описание

Аппарат ИВЛ Dräger Oxylog 1000 - легкий и очень прочный аппарат ИВЛ, идеальный для мобильного использования. Он обеспечивает эффективную ИВЛ при неотложной реанимационной помощи на догоспитальном этапе и в стационаре. Автономность устройства позволяет использовать его в любой ситуации.

Особенности аппарата ИВЛ Dräger Oxylog 1000:

- инвазивная вентиляция;
- режим вентиляции: IPPV / CMV;
- РЕЕР-вентиляция: с опционным РЕЕР-клапаном;
- аккумулятор: до 112 минут независимой работы;
- давление подачи от 2.7 до 6 бар;
- частота вентиляции плавно регулируется в диапазоне от 4 до 54 л/мин;
- минутный объем регулируется в диапазоне от 3 до 20 л/мин;
- фиксированное соотношение вдох/выдох - 1:1.5;
- контроль давления в дыхательных путях и давление газоснабжения позволяет отслеживать безопасность ИВЛ;
- звуковая и световая сигнализация привлекает внимание к нарушению параметров вентиляции.