

## Аппарат ИВЛ Drägerwerk Dräger Evita Infinity V500

ФСЗ 2009/04226

стационарный / портативный, для новорожденных /  
для детей / для взрослых, тип вентиляции  
принудительная, турбинный привод

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



### Характеристики

---

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Тип аппарата      | стационарный / портативный                                                     |
| Возраст пациента  | для новорожденных / для детей / для взрослых                                   |
| Тип вентиляции    | принудительная                                                                 |
| Тип привода       | турбинный                                                                      |
| Дыхательный объем | 100-2000 мл                                                                    |
| Режимы работы ИВЛ | с контролем по давлению / с контролем по объему /<br>адаптивный / неинвазивный |

### Описание

---

**Аппарат ИВЛ Dräger Evita Infinity V500** - это современный вентилятор экстра-класса с широчайшим выбором режимов вентиляции и уникальными возможностями мониторинга. Аппарат может использоваться для респираторной терапии у пациентов любого возраста, находящихся в критических состояниях любой степени тяжести, включая новорожденных.

#### Особенности аппарата ИВЛ Dräger Evita Infinity V500:

- маневр исследования функции легких, например, в низкотоочном режиме (точки перегиба);
- тренды раскрытия альвеол по каждому вдоху (например, PEEP, EIP, VT, Cdyn);
- средства раскрытия альвеол (например, инспираторная пауза, QuickSet);
- PC-APRV с технологией AutoRelease;
- волюметрический мониторинг CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2</sub>, VTCO<sub>2</sub>, Vds/VTe);
- параметры отлучения (например, RSB, P0.1, NIF);
- автоматическая процедура отлучения с помощью SmartCare/PS;
- регулируемая поддержка давлением, пропорциональная поддержка давлением, автоматическая компенсация сопротивления трубки;
- графическое представление сопротивления дыхательных путей и комплайенса легких посредством Smart Pulmonary View;
- концепция «свободного дыхания» (AutoFlow, BIPAP, VG);
- возможность использования для неонатальной вентиляции (минимальный дыхательный объем: 2 мл).

**Характеристики:**

- неинвазивная вентиляция во всех режимах и для всех категорий пациентов;
- кислородная терапия с постоянным потоком кислорода;
- гибкая конфигурация экрана: 6 различных режимов просмотра для каждого пациента с учетом индивидуальных особенностей терапии;
- регистрация всех параметров пациента, сигналов тревог и трендов;
- экспорт данных посредством USB-интерфейса;
- контекстно-зависимая справочная система и интерактивные инструкции по применению режимов вентиляции, сигналам тревоги и функциям аппарата;
- технология радиочастотных меток (RFID), например, для контроля периодичности замены расходных материалов.