

Аппарат ИВЛ Datex-Ohmeda Engstrom Carestation

РЗН 2015/2570

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Datex-Ohmeda Inc., США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	2-2500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / вентиляция апноэ
Размер	460×380 ×360 мм
Вес	29 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Datex-Ohmeda Engstrom Carestation - аппарат для вентиляции легких взрослых и детей.

Особенности аппарата ИВЛ Datex-Ohmeda Engstrom Carestation:

- для детей и взрослых от 5 до 200 кг;
- опционально для новорожденных (включая недоношенных) от 250 г;
- подвижный экран, тачскрин;
- до трех кривых/петель на дисплее одновременно;
- парамагнитный датчик кислорода;
- ФОЕ, спиродинамика опции;
- небулайзер Aeroneb Pro;
- чистый кислород до 2 минут;
- кислород от 21 до 100 процентов;
- обнаружение пациента;
- измерение механики дыхания;
- запись трендов до 336 часов.