

Аппарат ИВЛ Drägerwerk Dräger Evita V300

РЗН 2016/4138

стационарный / портативный, для новорожденных /
для детей / для взрослых, тип вентиляции
принудительная, турбинный привод

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	100-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / адаптивный / неинвазивный / инвазивный
Размер	530×290×450 мм
Вес	27 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Dräger Evita V300 - это современный вентилятор экстра-класса с широчайшим выбором режимов вентиляции и уникальными возможностями мониторинга. Аппарат может использоваться для респираторной терапии у пациентов любого возраста, находящихся в критических состояниях любой степени тяжести, включая новорожденных.

Функции аппарата ИВЛ Dräger Evita V300:

- функция **Automatic Tube Compensation (ATC)** компенсирует сопротивление интубационной трубки;
- **автоматическая компенсация утечки** при инвазивной и неинвазивной вентиляции;
- **AutoFlow** при вентиляции с управлением по объему обеспечивает требуемый дыхательный объем при минимально возможном давлении;
- **PC-APRV с опцией AutoRelease** обеспечивает спонтанное дыхание при вентиляции с постоянным положительным давлением в дыхательных путях и кратковременными сбросами давления;
- глубокое и свободное дыхание благодаря **AutoFlow**, гарантированному объему – **Volume Guarantee (VG)** или **SPN-CPAP**;
- другие варианты **поддержки спонтанного дыхания**, например: **VC-MMV**, **SPN-PPS**, поддержка объемом - **Volume Support (VS)**, поддержка давлением - **Pressure Support (PS)**;
- передовые аналитические инструменты, такие как тренды или мониторинг CO₂;

- **автоматическая процедура отлучения** с помощью **SmartCare/PS**;
- графическое представление комплайенса и резистанса с помощью **Smart Pulmonary View**.

Особенности аппарата ИВЛ Dräger Evita V300:

- ИВЛ для взрослых, детей и новорожденных: инвазивная, неинвазивная и терапия O2;
- вентиляция с управлением по давлению или объему, спонтанное дыхание;
- автономность благодаря дополнительным блокам газоснабжения и электропитания: GS500 (сжатый воздух), PS500 (электропитание), TSU (транспортный модуль);
- гибкая интеграция в рабочую станцию путем подсоединения к модулю снабжения или тележке;
- индивидуально настраиваемые конфигурации легко передаются по USB;
- контекстная справочная система облегчает установку параметров вентиляции и объясняет функции аппарата.