

Аппарат ИВЛ Drägerwerk Evita XL

ФСЗ 2010/08691

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	20-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	530×315×450 мм
Вес	29 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Dräger Evita XL - передовая и многофункциональная система вентиляции легких, позволяющая решать задачи традиционной и неинвазивной искусственной вентиляции легких для взрослых, детей и новорожденных.

Особенности аппарата ИВЛ Dräger Evita XL:

- подходит для недоношенных младенцев от 500 г весом (пакет NeoFlow);
- цветной сенсорный дисплей;
- опция масочная вентиляция;
- подсоединение трахеотомической либо интубационной трубки;
- компактная тележка;
- критерии определения конца вдоха настраиваются индивидуально;
- соотношение вдох/выдох также гибко задается врачом;
- функция Lunge Protection: аппарат анализирует низкочастотные петли вдоха/выдоха и самостоятельно рассчитывает оптимальные давления;
- дополнительный пакет NeoFlow расширяет функционал аппарата, охватывая ИВЛ недоношенных новорожденных с малой массой тела.