

Аппарат ИВЛ Air Liquide Extend XT

ФСЗ 2009/05267

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительно-вспомогательная, пневматический привод

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A., Франция



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	40-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	490×355×290 мм
Вес	27 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Air Liquide Extend XT обладает всеми необходимыми функциями для оказания неотложной помощи пациентам отделений интенсивной терапии.

Особенности аппарата ИВЛ Air Liquide Extend XT:

- диапазон пациентов: взрослые, дети, младенцы;
- вес пациента: от 3 до 250 кг;
- расширенный мониторинг пациента и записи данных;
- интеграция в отделение интенсивной терапии;
- полный спектр режимов вентиляции, включая VCV, PSV, Duo-Levels, APRV, MRV (ALMS innovation), PRVC;
- инвазивные режимы вентиляции: VCV, PCV, PRVC, SIMV, PSIMV, PSV, VS/PS-Vt mini, MRV, IMPRV, APRV, Duo-Levels;
- неинвазивные режимы вентиляции: VCV, PCV, SIMV, PSIMV, PSV, CPAP, Duo-Levels, APRV;
- вентиляция апноэ;
- 15-дюймовый экран для комфортного чтения;
- автоматическое соответствие и измерительное сопротивление PEEP, Авто-PEEP, давление плато;

- отображение четырех одновременных кривых: в реальном времени кривых и кривых петель отнятых индекс:
P0.1, RR / Vt.