

Аппарат ИВЛ Flight Medical Flight 60

ФСЗ 2012/12774

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительно-
вспомогательная, пневматический привод

Flight Medical Innovations Ltd., Израиль



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	30-2200 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	290×280×250 мм
Вес	6.3 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Flight Medical Flight 60 - универсальный портативный аппарат искусственной вентиляции легких у взрослых и детей, один из самых легких в своем классе.

Особенности аппарата ИВЛ Flight Medical Flight 60:

- все современные режимы ИВЛ по давлению и объему - инвазивные и неинвазивные;
- возможность вентиляции как взрослых пациентов, так и детей (от 30 до 2200 мл);
- триггер объема и давления;
- полностью автономный встроенный компрессор;
- два типа контуров: 1- и 2- магистральные;
- режим энергосбережения;
- 3-уровневая система тревог;
- журнал событий и журнал тревог;
- память на 5 настроек вентиляции;
- встроенная батарея на 12 часов непрерывной работы (время зарядки - 3 часа);
- цветной сенсорный дисплей (7 дюймов), возможность работы в перчатках;
- возможность блокировки клавиатуры паролем;

- интуитивно понятный интерфейс;
- малый вес и малые габариты.

Режимы ИВЛ: УИВЛ/ВИВЛ [A/CMV], СППВ [SIMV], спонтанный [SPONT], (Bi PAP/CPAP), ДФВ с ПДДП/СДППД (PEEP/CPAP).

Типы ИВЛ: PCV, PSV, VCV (Ti or Flow controlled).