

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Galileo

ФСЗ 2011/09689

стационарный / портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительная / принудительно-вспомогательная, электрический привод

Hamilton Medical AG, Швейцария



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	электрический
Дыхательный объем	2-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / неинвазивный / инвазивный / вентиляция апноэ
Размер	440×620×1540 мм
Вес	48 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Galileo предназначен для интенсивной респираторной терапии взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов. Кроме стационарного использования, аппарат может применяться во время внутрибольничной транспортировки.

Особенности аппарата ИВЛ Hamilton Medical Galileo:

- полный спектр стандартных режимов вентиляции легких, включая: (S)CMV, SIMV, P-CMV, P-SIMV, APVcmv, APVsimv, SPONT, DuoPAP/APRV, неинвазивную вентиляцию (NIV) и уникальный режим вентиляции с закрытым контуром ASV;
- неинвазивная вентиляция (NIV);
- режим адаптивной поддерживающей вентиляции (ASV);
- полностью русифицированный интерфейс пользователя;
- пациент-ориентированный мониторинг при помощи проксимального датчика потока HAMILTON MEDICAL;
- расширенная функция мониторинга: 26 основных параметров, включая механику дыхания, с визуализацией кривых, петель и числовых параметров;
- эргономичный интерфейс пользователя, признанный лучшим по результатам независимого опроса врачей;
- внутренняя перезаряжаемая батарея и держатель газовых баллонов для внутрибольничной транспортировки.