

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-T1

РЗН 2015/2447

портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительная, турбинный привод

Hamilton Medical AG, Швейцария



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	2-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	310×245×210 мм
Вес	6.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-T1 - транспортный аппарат ИВЛ эксперт-класса для всех групп пациентов (новорожденные, дети, взрослые). Обладает теми же функциями, что и реанимационный, но при этом отличается компактностью и прочностью, что очень важно для оптимальной вентиляции легких во время транспортировки пациентов.

Режимы с управлением по целевому объему, адаптивная вентиляция с управлением по давлению:

- APVcmv / (S)CMV+ - вдохи принудительны и нацелены на достижение объема;
- APVsimv / SIMV+ - принудительные вдохи с управлением по целевому объему могут чередоваться со спонтанными с поддержкой давлением.

Режимы вентиляции с управлением по давлению:

- PCV+ - все вдохи (инициированные как пациентом, так и аппаратом ИВЛ) принудительны и управляются по давлению;
- PSIMV+ - принудительные вдохи управляются по давлению и могут чередоваться со спонтанными с поддержкой давлением;

- DuoPAP - принудительные вдохи управляются по давлению, спонтанные вдохи могут инициироваться на обоих уровнях давления;
- APRV - спонтанные вдохи могут инициироваться постоянно, переменное давление на разных уровнях способствует эффективной вентиляции;
- SPONT - все вдохи спонтанные, включая или не включая спонтанные вдохи с поддержкой давлением.