

Аппарат ИВЛ CareFusion Infant Flow SiPAP

ФСЗ 2011/10424

стационарный, для новорожденных, тип вентиляции
вспомогательная / принудительная

CareFusion Inc., США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / самостоятельное дыхание / неинвазивный / вентиляция апноэ
Размер	260×380×235 мм
Вес	8.8 кг

Описание

Аппарат CareFusion INFANT FLOW SIPAP для проведения неинвазивной респираторной поддержки у новорожденных в отделениях интенсивной терапии новорожденных и детей, страдающих синдромом дыхательной недостаточности или выздоравливающих после проявления этого синдрома или инфекции дыхательных путей, также для транспортировки пациентов внутри стационара.

Особенности аппарата INFANT FLOW SIPAP:

- наличие специального запатентованного генератора, через который осуществляется подача кислородно-воздушной смеси в дыхательные пути пациента и поддерживается давление в дыхательных путях на постоянном уровне, минимизируя работу дыхания;
- возможность установки двух независимых уровней давления;
- активизация высокого уровня задается в зависимости от наличия сигнала АПНОЭ от триггера пациента;
- возможность установки времени вдоха.

Режимы вентиляции:

- **nCPAP** - постоянное положительное давление в дыхательных путях на основании заданной врачом величины давления;
- **BiPhasic** - двухфазный режим поддержки дыхания, при котором дыхательные циклы с поддержкой давлением осуществляются в соответствии с заданными показателями времени вдоха, частоты и давления (без обратной связи с пациентом);

- **tr BiPhasic** - двухфазный режим поддержки дыхания, при котором аппарат с помощью триггера синхронизирован с ритмом дыхания пациента и отвечает на апноэ дополнительной подачей порции воздушной смеси в дыхательные пути, тем самым заставляя пациента дышать.