

Аппарат ИВЛ Intermed INTER 7 Plus

ФСЗ 2008/02736

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda, Бразилия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	40-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный

Описание

Аппарат ИВЛ Intermed INTER 7 Plus - электронный микропроцессорный, программно-управляемый аппарат ИВЛ для проведения вентиляции легких у взрослых, детей и новорожденных от 500 г.

Особенности аппарата ИВЛ Intermed INTER 7 Plus:

- вентиляция с контролем по давлению с пределом максимального объема и гарантированным минимальным объемом;
- вентиляция с поддержкой давлением с пределом максимального объема и гарантированным минимальным объемом;
- вентиляция с контролем по давлению с циклическим потоком;
- BiPEEP - двухуровневое положительное давление с изменяющимся средним давлением и активной поддержкой давления на обоих уровнях;
- VAPS/CV - вентиляция с гарантированным объемом и поддержкой по давлению с варьируемыми параметрами;
- Back-Up вентиляция с варьируемой частотой;
- новые возможности «вздоха» - эффективная и безопасная вентиляция ОРДС;
- пневматический привод;
- время работы аккумулятора: 3 часа;
- диагональ дисплея: 12 дюймов;

- дыхательный объем: 40-2000 мл;
- внутрибольничная транспортировка.