

Аппарат ИВЛ Intermed iX5

ФСЗ 2012/13358

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda, Бразилия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	10-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	300×290×400 мм
Вес	15 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Intermed iX5 предназначен для проведения длительной вентиляции легких у взрослых, детей и новорожденных весом от 500 г. Обеспечивает все необходимые режимы ИВЛ (в т. ч. неинвазивную вентиляцию) и полноценный цифровой и графический мониторинг данных.

Основные особенности аппарата ИВЛ Intermed iX5:

- для пациентов всех возрастных категорий;
- пневмопривод с микропроцессорным управлением;
- цветной 12-дюймовый дисплей с сенсорным управлением, с возможностью работы в перчатках;
- концентрация кислорода 21-100%;
- автоматическая компенсация утечек;
- оснащен 12-дюймовым (30 см) монитором с антивандальным влагозащищенным дисплеем с технологией Touch Screen;
- система тревог;
- автоматическая очистка датчиков потока и линии измерения давления каждые 5 мин;
- журнал тревог и событий 72 часа.