

Аппарат ИВЛ CareFusion LTV 1200

ФСЗ 2010/07779

стационарный / портативный, для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, турбинный привод

CareFusion Inc., США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	840×270×380 мм
Вес	6.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Care Fusion LTV 1200 - аппарат ИВЛ, оснащенный турбинной системой формирования потока, не требующий компрессора, обладающий компактными размерами и полностью универсальный. Предназначен для работы с детьми и взрослыми пациентами, удобен при транспортировке больных, проведении реанимационных мероприятий в амбулаторных условиях.

Особенности аппарата ИВЛ Care Fusion LTV 1200:

- возможность подключения кислорода при давлении меньше 1 атм;
- работает от внутренней батареи, бортовой сети и сети переменного тока;
- минимальный вес пациента 5 кг;
- наличие всех современных режимов вентиляции (VCV, PCV, SIMV, PEEP, PS и спонтанное дыхание);
- неинвазивная масочная вентиляция;
- потоковый триггер, компенсация утечки.
- цветной графический touchscreen монитор, с постоянно обновляемой информацией о состоянии настроек и параметров вентиляции пациента;

- уникальный механизм крепления монитора с возможностью поворота на 360 градусов позволяет оптимально расположить экран;
- предусмотрена возможность сохранения трендов до 960 дней.

Виды крепления аппарата ИВЛ:

- на мобильной тележке;
- настольной подставке;
- зажиме на кровать и каталку;
- для переноса предусмотрен плечевой ремень или рюкзак.