

## Аппарат ИВЛ CareFusion LTV 900

ФСЗ 2010/07779

портативный, для детей / для взрослых, тип  
вентиляции вспомогательная / принудительно-  
вспомогательная

CareFusion Inc., США



### Характеристики

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Тип аппарата      | портативный                                     |
| Возраст пациента  | для детей / для взрослых                        |
| Тип вентиляции    | вспомогательная / принудительно-вспомогательная |
| Дыхательный объем | 50-2000 мл                                      |
| Режимы работы ИВЛ | с контролем по давлению                         |
| Размер            | 440×270×410 мм                                  |
| Вес               | 37 кг                                           |

### Описание

---

**Аппарат ИВЛ CareFusion LTV 900** - аппарат для проведения искусственной вентиляции легких.

#### Особенности аппарата ИВЛ LTV 900:

- режимы ИВЛ: ASSIST/CONTROL, SIMV (PSV), CPAP, CONTROL, ASSIST/CONTROL, SIMV, APNEA BACKUP;
- возможно применение в домашних условиях;
- переменное время нарастания;
- триггер потока с переменной чувствительностью;
- завершение переменного потока;
- компенсация утечки;
- режим NPPV;
- сигнал тревоги при высоком давлении;
- размер: не более 440×270×410 мм;
- вес: не более 37 кг.