

Аппарат ИВЛ CareFusion LTV 1000

ФСЗ 2010/07779

стационарный / портативный, для взрослых, тип
вентиляции принудительная / принудительно-
вспомогательная, турбинный привод

CareFusion Inc., США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Возраст пациента	для взрослых
Тип вентиляции	принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / вентиляция апноэ
Размер	76×254×305 мм
Вес	5.9 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Care Fusion LTV 1000 позволяет оптимально адаптировать вентиляцию легких для индивидуальных нужд пациента, используя режимы с контролем по давлению и объему, поддержку давлением, регулируемый триггер по потоку, NPPV и вентиляцию АПНОЭ. Аппарат ИВЛ LTV-1000 используется для вентиляции пациентов с массой тела более 5 кг.

Особенности аппарата ИВЛ CareFusion LTV 1000:

- неинвазивная масочная вентиляция;
- вентиляция **апноэ** Pressure Control и Pressure Support с регулируемым ускорением потока; чувствительность к выдоху по потоку при Pressure Control и Pressure Support;
- чувствительность к выдоху при Pressure Support;
- компенсация утечки;
- вывод на экран заданных и измеряемых параметров, волновых форм и петель Reference.

Цветной конфигурируемый ЖК touchscreen монитор отображает диагностическую информацию в цифровом и графическом видах на интерактивном дисплее:

- пользователь получает постоянно обновляемую информацию о состоянии настроек и параметров вентиляции;
- 6 вариантов экрана обеспечивают удобство и простоту получения информации;
- поворотный наклонный механизм позволяет оптимально для пользователя расположить экран;
- предусмотрена возможность сохранения трендов до 960 дней.