

## Аппарат ИВЛ PROBE Medical Lufter 3

ФСЗ 2012/11847

стационарный / портативный, для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная

Shenzhen Probe Science & Technology Co. Ltd., Китай



### Характеристики

---

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип аппарата      | стационарный / портативный                                       |
| Возраст пациента  | для детей / для взрослых                                         |
| Тип вентиляции    | вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная |
| Режимы работы ИВЛ | с контролем по давлению / с контролем по объему                  |
| Вес               | 6 кг                                                             |

### Описание

---

**Аппарат ИВЛ PROBE Medical Lufter 3** предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у взрослых или детей. Используется стационарно в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

#### Особенности аппарата ИВЛ PROBE Medical Lufter 3:

- режимы вентиляции: VCV, PCV, SIMV, PSV, DualPAP, SPONT, PRVC;
- при сочетании режимов SIMV и PSV произвольные вдохи сопровождаются поддержкой давлением;
- функция небулайзера;
- функция пульсоксиметрии;
- функция капнометрии;
- устанавливается на мобильной стойке, позволяющей оперативно перемещать его в нужное место;
- современная система мониторингирования респираторных параметров;
- возможность хранения в архиве до 100 событий в виртуальном «журнале»;
- система тревожной сигнализации;
- система резервного питания на случай внезапного отключения электроэнергии, аккумулятор способен автономно проработать 120 минут.