

Аппарат ИВЛ PROBE Medical Lufter 5

ФСЗ 2012/11847

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная

Shenzhen Probe Science & Technology Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	489×443×541 мм
Вес	9 кг

Описание

Аппарат ИВЛ PROBE Medical Lufter 5 предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у взрослых или детей. Может быть использован стационарно в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии.

Режимы ИВЛ:

- **PCV** - управление ВЛ по давлению;
- **VCV** - управление ВЛ по объему;
- **SPONT** - самостоятельное дыхание с положительным Р;
- **PRCV** - вентиляция, регулируемая по Р с управлением по объему;
- **NPPV** - НВ с постоянным положительным Р;
- **PSV** - поддержка Р;
- **SIMV** (либо +VCV, либо +PCV) - синхронизированная принудительная перемежающаяся ВЛ, управляемая по объему, либо по Р;
- **Auto-ПДКВ** - положительное Р в конце выдоха; режим используется, когда настройки аппарата невозможны для пациента;
- **Sigh - вздох** - используется при принудительной вентиляции с целью раздувания легких;
- **DualPap** - вентиляция с двумя уровнями положительного Р.

Основные характеристики аппарата ИВЛ Lufter 5:

- цветной LCD дисплей с сенсорным управлением;
- система тревожных сигнализаций;
- встроенный аккумулятор;
- небулайзер (опционально);
- функция пульсоксиметрии (опционально);
- функция капнометрии (опционально).