

Аппарат ИВЛ MEKICS MEK MV2000

ФСЗ 2010/08751

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

MEKICS Co. Ltd, Южная Корея



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	5-2500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / вентиляция апноэ
Размер	230×530×350 мм
Вес	17 кг

Описание

Аппарат ИВЛ MEKICS MV 2000 является программируемым аппаратом искусственной высокочастотной вентиляции легких, предназначенным для использования в отделениях интенсивной терапии.

Особенности аппарата ИВЛ MEKICS MV 2000:

- новейшая технология пропорциональных электромагнитов (PSOL);
- активный клапан выдоха;
- пневматическая система блокировочного типа;
- «интеллектуальный» расчет настройки параметров;
- аварийный пуск с ИМТ;
- возможность подключения модуля гемодинамики (SpO2 и EtCO2);
- механизм с множеством элементов защиты;
- удобство в эксплуатации;
- удобное в управлении всплывающее меню с поворотным регулятором и сенсорным экраном;
- быстрая калибровка с помощью программного обеспечения;
- графический интерфейс высокого разрешения;
- одновременное отображение 5 колебательных сигнала и петель;

- полноценный контроль аварийных сигналов;
- динамическое представление в графическом и табличном виде (до 72 часов);
- сенсорный ЖК-экран диагональю 12.1";
- дублирующая система при апноэ;
- ручной / автоматический распылитель;
- функции механики легких;
- клапан выдоха с подогревом;
- неинвазивная вентиляция с маской;
- измерение давления и температуры (BTPS).