

Аппарат ИВЛ Air Liquide Monnal T75

ФСЗ 2009/05266

стационарный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции принудительно-вспомогательная,
турбинный привод

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A., Франция



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	40-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	400×300× 350 мм
Вес	16 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Air Liquide Monnal T75 предназначен для проведения ИВЛ в отделениях интенсивной терапии и в отделениях неотложной помощи у взрослых и детей.

Особенности аппарата ИВЛ Air Liquide Monnal T75:

- дыхательный объем: 40 - 2000 мл;
- интуитивно-понятный интерфейс: вся информация доступна на одной странице цветного сенсорного экрана (10.4 дюйма);
- автоматические окна подсказки на русском языке;
- функция 100% оксигенации в течение 2 минут;
- функция высокопоточной назальной кислородной терапии;
- функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной и интубационной трубок во всех режимах с контролем по давлению;
- компенсация потока через линию небулайзера при измерении концентрации O₂;
- программируемая функция бронхо-лёгочной аспирации с преоксигенацией, аспирацией и постоксигенацией.

Режимы ИВЛ:

- CMV/ACMV вентиляция по объему;
- PCMV/APCMV вентиляция по давлению;
- SIMV синхронизированная перемежающаяся принудительная ИВЛ;
- PS-PEEP ИВЛ с поддержанием давления на вдохе и ПДКВ;
- CPAP вентиляция с постоянным положительным давлением в дыхательных путях;
- Duo level спонтанная вентиляция с чередованием уровней CPAP вентиляция АПНОЭ;
- NIV неинвазивная масочная ИВЛ с компенсацией утечки;
- PSV NIV неинвазивная вентиляция с поддержанием давления;
- CPAP NIV неинвазивная вентиляция с ПДКВ;
- Duo level NIV неинвазивная вентиляция с чередованием двух уровней ПДКВ;
- вентиляция апноэ.