

Аппарат ИВЛ MS Westfalia MythoVent

РЗН 2013/547

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная, пневматический привод

MS Westfalia GmbH, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	20-2500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / вентиляция апноэ

Описание

Аппарат ИВЛ MS Westfalia MythoVent - современный аппарат для искусственного дыхания высокого класса с пневматическим приводом для взрослых и детей для использования в условиях клиники и для внутрибольничной транспортировки. Содержит в себе не только классическую вентиляцию легких, но и контроль за витальными параметрами пациента.

Особенности аппарата ИВЛ Westfalia MythoVent:

- вентиляция всех групп пациентов, включая новорожденных;
- все основные режимы управляемой, вспомогательной ИВЛ и поддержки спонтанного дыхания;
- инвазивная и неинвазивная вентиляция: VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PRVC, SIMV-PRVC, CPAP/PSV, Duophasic/PSV, APRV+ PSV, VS (режим спонтанной вентиляции с поддержкой заданного гарантированного объема);
- вентиляция АПНОЭ-VCV и PCV;
- неинвазивная вентиляция через маску: NIV/PC и NIV/CPAP+PS;
- ручной вдох в текущем режиме вентиляции;
- дыхательный объем от 20 мл в VCV;
- чувствительный триггер от 0.5 л/мин;
- время вдоха от 0.1 секунды;
- регулировка паузы на вдохе, Trise, Esens и др;
- понятное интуитивное меню;
- пневматический небулайзер;
- маневры санации, задержки вдоха и выдоха;

- цветной сенсорный дисплей 12".