

Аппарат ИВЛ TECME Neumovent GraphNet Neo

РЗН 2016/3927

стационарный, для новорожденных, тип вентиляции
вспомогательная / принудительная, пневматический
привод

TECME S.A., Аргентина



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	2-150 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный

Описание

Аппарат ИВЛ TECME Neumovent GraphNet Neo предназначен для использования в клиниках и учреждениях клинического типа обеспечивающих длительную и/или краткосрочную респираторную поддержку новорождённым (включая недоношенных). Возможно ведение как инвазивной, так и неинвазивной ИВЛ.

Режимы ИВЛ для новорожденных:

- ИВЛ с управляемым объёмом [VCV];
- ИВЛ с управляемым давлением [PCV];
- ИВЛ с поддержкой давлением [PSV];
- СДППД [CPAP];
- СППВ [SIMV] с управляемым объёмом и поддержкой давлением;
- СППВ [SIMV] с управляемым давлением и поддержкой давлением;
- ИВЛ с ограничением времени вдоха и давления [TCPL];
- СППВ [SIMV]/[TCPL] с поддержкой давлением;
- ИВЛ с двухфазным положительным давлением [APRV];
- ИВЛ с регулируемым давлением и управляемым объёмом [PRVC];
- СДППД [CPAP] с постоянным потоком (назальная неинвазивная ИВЛ);

Особенности аппарата ИВЛ Neumovent GraphNet Neo:

- для новорожденных (включая недоношенных);

- точные объемные дозировки от 2 мл;
- неинвазивная вентиляция через назальные канюли;
- есть режим с ограничением времени вдоха и давления;
- проксимальный датчик потока;
- запись 72 часов трендов;
- высокочувствительный, надежный автозапуск.