

Аппарат ИВЛ TECME Neumovent GraphNet TS

РЗН 2016/3927

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

TECME S.A., Аргентина



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	5-2500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный

Описание

Аппарат ИВЛ TECME Neumovent GraphNet TS предназначен для использования в условиях медицинских стационаров у пациентов из взрослой и педиатрической групп. С дополнительной неонатальной опцией прибор также можно применять для грудных детей, включая недоношенных новорожденных (дыхательный объем от 5 мл). Стандартные для аппаратов режимы искусственной вентиляции легких доступны в инвазивном и неинвазивном решениях.

Особенности Аппарат ИВЛ TECME Neumovent GraphNet TS:

- для взрослых и детей;
- опционально для новорожденных;
- модуль респираторной механики;
- кислород 21-100 %;
- графики давления, объема, потока;
- компенсации утечек, компенсации дыхательного объема в зависимости от комплайенса контура, параметров газовой смеси, сопротивления эндотрахеальной трубки;
- петли давление-поток, давление-объем, поток-объем;
- масштабирование и заморозка кривых на дисплее;
- выходы для принтера и ПК;
- сохранение трендов за 72 часа.